

9.4. Pusēm šādos apstākļos ir jādara viss iespējamais, lai radušos situāciju vērstu uz labu-un turpmāk būtu iespējama šī Līguma izpilde.

9.5. Pusēm 10 (desmit) dienu laikā, savstarpēji vienojoties, jāpieņem lēmums par turpmāku šī Līguma izpildi vai neizpildi. Šāda vienošanās Pusēm slēdzama rakstveidā.

### 10. Līguma pārtraukšana, laušana, grozīšana un papildināšana

10.1. Ja Pasūtītājs šajā Līgumā norādītajos termiņos un apjomā nav veicis maksājumus, kurus paredz šis Līgums, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Profilaktiskās apkopes darbības līdz laikam, kamēr tiek samaksāti visi maksājumi, vai līdz laikam, kamēr tiek panākta atsevišķa vienošanās starp Pusēm.

10.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas papildināt un grozīt šo Līgumu (visi papildinājumi un grozījumi Pusēm slēdzami rakstveidā), tos apstiprinot ar Pušu pilnvarotu pārstāvju parakstiem. Jebkuri tiesiski noformēti šī Līguma papildinājumi un grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

### 11. Līguma dokumenti

11.1. Līguma kopību veido:

11.1.1. šis Līgums par medicīnisko iekārtu Profilaktisko apkopi un Remontdarbiem;

11.1.2. Pielikums Nr.1 **Iekārtu saraksts, Profilaktiskās apkopes darbu izpildes kārtība.**

11.2. Visi šie dokumenti ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### 12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi.

12.2. Puses apliecina, ka Līgums tiks izpildīts pēc labas gribas uz savstarpējās uzticēšanās pamata.

12.3. Jebkurus strīdus un/vai domstarpības Pusēm jārisina pārrunu ceļā, un/vai iesniedzot pretējai pusei rakstveida pretenziju. Nespējot rast vienošanos, Puses patur tiesības risināt jautājumu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

12.4. Līgums tiek traktēts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem, un tai saistošiem ES normatīvajiem aktiem.

12.5. Līgums ir sastādīts uz 4 lapām, ar 1 (vienu) pielikumu uz (vienas) lapas, LR valsts valodā un ietver Pušu labprātīgu vienošanos, ko tās apstiprina, parakstot šo līgumu.

### 13. Pušu rekvizīti un paraksti

#### SIA „Tukuma slimnīca”

Raudas ielā 8, Tukumā LV-3101

Reģ. Nr. 40103233177

Tālr. 63122210, f. 63181216

e-pasts: [tukuma.slimnica@apollo.lv](mailto:tukuma.slimnica@apollo.lv)

Norēķinu konts: LV98UNLA0050014260027

A/S SEB banka Tukuma filiāle

#### SIA „MEDILINK”

Juridiskā adrese: Ulbrokas ielā 46, k-1, Rīga, LV 1021

Biroja adrese: Čiekurkalna 2.līnija 75, Rīga, LV-1026

Reģ. Nr. 40003996045

PVN reģ. Nr. LV40003996045

Tālr. 67840380, f. 67840377

Servisa daļas tālr. 67436900, f. 67436901

e-pasts: [medilink@medilink.lv](mailto:medilink@medilink.lv), [serviss@medilink.lv](mailto:serviss@medilink.lv)

Norēķinu konts: LV92HABA0551020019258

A/S Swedbank bankas kods: HABALV22

Valdes locekle


  
/Dzintra RABKEVIČA/

z.v.

Valdes locekle

  
/Ina RETĒJUMA/

z.v.

Saskaņots:  / E. Esma /  
Laboratorijas vadītāja  
21.12.2014.

**Iekārtu saraksts:**

ražotāja „Sysmex” hematoloģiskais analizators „Sysmex XP-300” (s/n A2630)

**Profilaktiskās apkopes darbu izpildes kārtība  
Hematoloģiskā analizatora „SYSMEX XP-300”  
tehniskās apkopes un pārbaudes apraksts**

Saskaņā ar ražotāja „Sysmex” apkopes rokasgrāmatu hematoloģiskā analizatora „SYSMEX XP-300” tehniskā apkope un pārbaude tiek veikta 1 (vienu) reizi gadā.

1. Iekārtas pneimatiskās sistēmas pārbaude:

- nomainīt un notīrīt *Bellow* mezgla orifaisu un adatu,
- pārbaudīt caurulītes – vai nav netīras un bojātas,
- barošanas bloka pārbaude.

2. Pamatiekārtas hidraulika:

- atkritumu kameras tīrīšana,
- notīrīt mazgāšanas mezglu,
- notīrīt *RBC/WBC* (asinšūnu) mērīšanas kameras,
- pārbaudīt *Trap* kameru,
- pārbaudīt un iztīrīt *SRV*,
- pārbaudīt un iztīrīt visas trubiņas un uzgaļus – vai nav bojāti un netīri, nepieciešamības gadījumā nomainīt,
- pārbaudīt gaisa filtra darbību,
- pārbaudīt un notīrīt tastatūru un ekrānu.

3. Pamatiekārtas regulēšana:

- *HGB* mezgla tīrīšana un regulēšana (blanka 2000+/-100),
- standarta jūtības regulēšana (*W-MFV*, *P-MFV*, *R-MCV*).

4. Iekārtas galveno funkcionālo mezglu pamatpārbaude:

- pārbaudīt darbību,
- veikt iebūvētā printera pārbaudi (ja ir uzstādīts),
- parametru kalibrācija, izmantojot *Sysmex* kalibratoru *SCS-1000*,
- veikt mērījumus ar kontroles materiāliem *Eightcheck-3 Wp* un normālām cilvēka asinīm,
- sastādīt kalibrēšanas pārbaudes protokolu,
- sastādīt atkārtojamības pārbaudes protokolu.

Pēc analizatora tehniskās apkopes tiek sastādīts un abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts. Pēc analizatora tehniskās pārbaudes saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem dots rakstisks novērtējums par iekārtas tehnisko stāvokli – tehniskās pārbaudes akts.

Saskaņā ar ražotāja „Sysmex” dokumentāciju hematoloģiskā analizatora „SYSMEX XP-300” izlietojamie un palīgmateriāli (nav rezerves daļas) ir analizatora komplektācijā esošā termoprintera papīrs. To Pasūtītājs iegādājas atsevišķi un izmanto pēc nepieciešamības.